



Suturas Aragó

Hilo de acero

Monofilamento de acero inoxidable

Gran resistencia



Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

aguja 1/2 círculo triangular

Cirugía
Cardioráca
Esternotomía
Traumatología

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC24	37 mm	75 cm	metálico	2	5	31015
		75 cm		3-4	6	31016
TC45	55 mm	75 cm	metálico	5	7	31249

aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar

Cirugía
Cardioráca
Esternotomía
Traumatología

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
PTC24	37 mm	45 cm	metálico	2	5	31239
		45 cm		3-4	6	31177
PTC26	40 mm	75 cm	metálico	1	4	31075
		75 cm		2	5	31240
		75 cm		3-4	6	31241
PTC33	48 mm	75 cm	metálico	3-4	6	31135
		75 cm		5	7	31136

aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar

Cirugía
Cardioráca
Esternotomía

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
PTC26	40 mm	45 cm	metálico	1	4	31197
PTC33	48 mm	45 cm	metálico	3-4	6	31191
		45 cm		5	7	31192
PTC33	48 mm	45 cm	metálico	5	7	31250

hebras sin aguja/sobre

Ligaduras

DESCRIPCIÓN	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Hebras de 100 cm.	metálico	2/0	3	31001
		0	3,5	31002
		1	4	31003
		2	5	31004
Hebras de 150 cm.	metálico	2/0	3	31213
		0	3,5	31006
		1	4	31010
		2	5	31087
		3-4	6	31046

Presentación en cajas de 12 unidades

Consultar variaciones disponibles en longitud de hebra y aguja con Laboratorio Aragón

Hilo de acero

Gran resistencia

Estructura	Monofilamento
Composición	Acero inoxidable 316 L
Color	Metálico
Esterilización	Rayos Gamma
Absorción	No absorbible
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Perfecta compatibilidad con implantes y prótesis de acero inoxidable. • Elevada inercia química y biológica. • Elevada resistencia a la tracción, rotura y fatiga.
Indicaciones	Cirugía torácica de esternón, sutura de contención, traumatología (cerclaje y reparación de tendones) y maxilofacial.
Presentación	Cajas de 12 unidades

- LOT Nº lote
- REF Referencia catálogo
- Un solo uso
- No reesterilizar
- Caducidad yyyy-mm año-mes
- Esterilizado por rayos gamma
- Preservar de la luz de sol
- No utilizar si el envase unitario está abierto o deteriorado
- Ver instrucciones
- Fabricante
- CE 0119 Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.