

# Aragó

## Urología

### P.G.A. Rapid

Ácido Poliglicólico  
Reabsorción en 40 días



#### Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11  
08017 Barcelona  
Tel. 93 204 22 12  
Fax 93 203 26 09  
pedidos@laboratorioarago.com  
www.laboratorioarago.com

### P.G.A. Rapid, una ayuda en urología

**Pérdida de la presión en tejido de 5 a 7 días**  
**Evita etapas de molestia post-quirúrgicas en el paciente**

Transcurrido un tiempo de 5 a 7 días, periodo en el que la sutura debe realizar su función, el hilo pierde alrededor del 55% de su fuerza tensil, dejando de ejercer presión sobre los tejidos.

### Seguridad

El anudado es una de las preocupaciones del profesional que utiliza una sutura. Para que el anudado sea seguro se requiere, unas determinadas características del hilo que PGA rapid Aragón reúne, anuda con seguridad absoluta ofreciendo un óptimo resultado, evitando así el añadido de nudos innecesarios para afianzar la sutura.

### Suavidad

PGA rapid Aragón realiza un deslizamiento suave y atraumático cuando atraviesa los tejidos. Su manejo es cómodo y seguro.


### Aguja de Alta Calidad

La aguja, por su aleación especial, nos ofrece calibre de acero más fino con máxima resistencia a deformación y rotura, tiene además un perfecto comportamiento tanto en la sutura continua, como en puntos sueltos, con una excelente penetración, suave y atraumática. Manteniendo un equilibrio total en su unión con el hilo.

### Una referencia para cada necesidad

PGA rapid Aragón ofrece una gama completa de referencias, para cubrir las necesidades concretas de cada intervención.

Agujas siliconadas pequeñas y cilíndricas con hilo de calibres muy finos, ideales para cada situación.



# Urología

# Absorción 40 días

REF AGUJA TAMAÑO REAL LONG. HEBRA COLOR USP METRICO CÓDIGO

## aguja 1/2 círculo cilíndrica

C11	18 mm		70 cm	incoloro	5/0	1	42021
			70 cm		4/0	1.5	42099
			70 cm		3/0	2	42032

C14	22 mm		70 cm	incoloro	4/0	1.5	42003
			70 cm		3/0	2	42031

C16	26 mm		70 cm	incoloro	3/0	2	42006
-----	-------	--	-------	----------	-----	---	-------

## aguja 3/8 círculo triangular

TB10	12 mm		45 cm	incoloro	5/0	1	42129
			45 cm		4/0	1.5	42130

TB12	16 mm		45 cm	incoloro	4/0	1.5	42131
------	-------	--	-------	----------	-----	-----	-------

TB15	19 mm		70 cm	incoloro	4/0	1.5	42001
			70 cm		3/0	2	42005
			70 cm		2/0	3	42034

## aguja 3/8 círculo triangular punta precisión

ATB10	13 mm		45 cm	incoloro	5/0	1	42147
			45 cm		4/0	1.5	42138

ATB12	15 mm		70 cm	incoloro	4/0	1.5	42148
-------	-------	--	-------	----------	-----	-----	-------

ATB15	19 mm		70 cm	incoloro	4/0	1.5	42149
			70 cm		3/0	2	42150


## aguja 1/2 círculo triangular

TC16	26 mm		70 cm	incoloro	3/0	2	42027
			70 cm		2/0	3	42038


## aguja 3/8 círculo punta trocar

PTB13	18 mm		70 cm	incoloro	4/0	1.5	42128
-------	-------	--	-------	----------	-----	-----	-------

Absorción del P.G.A Rapid en solución Fosfato Bufer



Resistencia PGA Rapid, según Farmacopea USP.



LOT N° lote  
REF Referencia catálogo

Un solo uso

No reesterilizar

Caducidad yyyy-mm  
año-mes

ESTERILIZADO por rayos gamma

Preservar de la luz de sol

No utilizar si el empaque unitario está abierto o deteriorado

Ver instrucciones

Fabricante

CE y n° de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

\*Para otras referencias consultar catálogo general de Laboratorio Aragón S.A. Presentación cajas 36 unidades.