

# PDO H 4/0x4


Polidioxanona

## Diseño con microporos

Facilita la integración de fibrinógeno y colágeno en la línea de cierre

## Excelente anudado

Monofilamento que se comporta como un trenzado



aguja 1/2 círculo **cilíndrica**



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
C16	26 mm	150 cm 70 cm	violeta	4/0 x 4 4/0 x 4	1,5 x 4 1,5 x 4	<b>45801</b> <b>45806</b>
C20	30 mm	150 cm 70 cm	violeta	4/0 x 4 4/0 x 4	1,5 x 4 1,5 x 4	<b>45802</b> <b>45807</b>
C24	37 mm	150 cm	violeta	4/0 x 4	1,5 x 4	<b>45803</b>
C26	40 mm	150 cm	violeta	4/0 x 4	1,5 x 4	<b>45804</b>
C33	48 mm	150 cm	violeta	4/0 x 4	1,5 x 4	<b>45805</b>

PDO **h** 4/0x4

Absorción 220 días

<b>Estructura</b>	Polidioxanona H 4/0 x 4
<b>Composición</b>	Polidioxanona
<b>Color</b>	Violeta
<b>Esterilización</b>	Óxido de Etileno
<b>Absorción</b>	220 días
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su diseño de hebras absorbibles de PDO entrecruzadas facilita la integración de fibrinógeno y colágeno en la línea de cierre de la sutura favoreciendo la integración de la misma.</li> <li>• Excelente resistencia a la tracción, equivalente a hebras de PDO de calibres USP más gruesos y muy superior a otras fibras no absorbibles del mismo calibre.</li> <li>• Gran seguridad en el anudado debido a su estructura.</li> </ul>
<b>Indicaciones</b>	Cirugía general, cirugía digestiva, cirugía plástica, urología. Cierre pared abdominal
<b>Presentación</b>	Cajas de 12 unidades

PDO H 4/0 x 4 Aragón  
Resistencia con nudo



- Nº lote
- Referencia catálogo
- Un solo uso
- No reesterilizar
- Caducidad yyyy-mm año-mes
- Esterilizado por óxido de etileno
- Preservar de la luz de sol
- No utilizar si el envase unitario esta abierto o deteriorado
- Ver instrucciones
- Fabricante
- Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

Presentación en cajas de 12 unidades

Consultar variaciones disponibles en longitud de hebra y aguja con Laboratorio Aragón



Facilita la integración de fibrinógeno  
y colágeno en la línea de cierre

## Suturas Aragó

PDO **h** 4/0x4

Polidioxanona  
Sutura de elección  
para cierre laparotómico



### Laboratorio Aragó

Salvador Mundí, 11  
08017 Barcelona  
Tel. 93 204 22 12  
Fax 93 203 26 09  
pedidos@laboratorioarago.com  
www.laboratorioarago.com