

aguja 1/2 círculo cilíndrica



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Urología	13 mm	45 cm	violeta	6/0	0,7	45046
		45 cm		5/0	1	45048
		45 cm		4/0	1,5	45054
Cirugía pediátrica	18 mm	70 cm	violeta	5/0	1	45078
		70 cm		4/0	1,5	45079
Cirugía Vascular	22 mm	70 cm	violeta	4/0	1,5	45047
		70 cm		3/0	2	45080
Cirugía Pediátrica	26 mm	70 cm	violeta	3/0	2	45017
		70 cm		2/0	3	45022
		70 cm		0	3,5	45026
Cirugía Digestiva	30 mm	70 cm	violeta	3/0	2	45081
		70 cm		2/0	3	45082
		70 cm		0	3,5	45057
		70 cm		1	4	45031
Urología	37 mm	90 cm	violeta	0	3,5	45038
		90 cm		1	4	45058
Cirugía Pediátrica	40 mm	90 cm	violeta	2	5	45036
		90 cm		2	5	45036
Cirugía General	40 mm	90 cm	violeta	2	5	45036
		90 cm		2	5	45036
Urología	40 mm	150 cm	violeta	0	3,5	45083
		150 cm		0	3,5	45083
Cirugía General	48 mm	90 cm	violeta	0	3,5	45028
		90 cm		1	4	45044
Fascia	48 mm	90 cm	violeta	0	3,5	45028
		90 cm		1	4	45044
Peritoneo	48 mm	150 cm	violeta	0	3,5	45062
		150 cm		1	4	45042

doble aguja 1/2 círculo cilíndrica



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Vascular	2xC11	70 cm	violeta	4/0	1,5	45139
Cirugía Pediátrica						

aguja 1/2 círculo triangular



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía General	22 mm	45 cm	violeta	3/0	2	45090
		45 cm		2	45090	
Maxilofacial	22 mm	70 cm	violeta	1	4	45084
		70 cm		1	4	45084
Ortopedia	26 mm	70 cm	violeta	2/0	3	45085
		70 cm		2/0	3	45085
Traumatología	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	45043
		90 cm		1	4	45072
Cirugía General	48 mm	90 cm	violeta	0	3,5	45075
		90 cm		1	4	45076

aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía General	37 mm	70 cm	violeta	2/0	3	45023
		70 cm		2/0	3	45023
Ginecología	37 mm	90 cm	violeta	0	3,5	45087
		90 cm		1	4	45088
Cirugía General	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	45030
		90 cm		1	4	45035
Ginecología	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	45030
		90 cm		1	4	45035
Traumatología	48 mm	90 cm	violeta	1	4	45053
		90 cm		1	4	45053
Cirugía General	48 mm	150 cm	violeta	0	3,5	45051
		150 cm		1	4	45052

aguja recta triangular




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Piel	60 mm	70 cm	violeta	3/0	2	45021
		70 cm		2/0	3	45113

doble aguja recta cilíndrica




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía Digestiva	2xR70	70 cm	violeta	0	3,5	45136

aguja anzuelo punta trocar




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Ginecología	30 mm	70 cm	violeta	0	3,5	45144
Traumatología						
Cirugía General	30 mm	70 cm	violeta	0	3,5	45144

aguja 3/8 círculo cilíndrica




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía Vascular	12 mm	70 cm	violeta	6/0	0,7	45146
				6/0	0,7	45146

aguja 3/8 círculo triangular




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía Plástica	12 mm	45 cm	violeta	6/0	0,7	45100
		45 cm		5/0	1	45097
Piel	16 mm	45 cm	violeta	5/0	1	45093
		45 cm		4/0	1,5	45099
Subcuticular	19 mm	45 cm	violeta	4/0	1,5	45091
		45 cm		3/0	2	45092
Piel	24 mm	70 cm	violeta	3/0	2	45096
		70 cm		2/0	3	45098
		70 cm		1	4	45086

aguja 3/8 círculo triangular punta precisión




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía Plástica	13 mm	45 cm	violeta	6/0	0,7	45114
		45 cm		5/0	1	45107
Piel	15 mm	45 cm	violeta	4/0	1,5	45109
		45 cm		3/0	2	45115
Subcuticular	19 mm	45 cm	violeta	4/0	1,5	45014
		45 cm		3/0	2	45116
		45 cm		2/0	3	45117
Subcuticular	24 mm	70 cm	violeta	3/0	2	45118
		70 cm		2/0	3	45119

Absorción del PDO de Aragón



Resistencia con nudo PDO Aragón



PDO

Absorción en 180 días

Estructura	Monofilamento
Composición	Polidioxanona
Color	Violeta
Esterilización	Óxido de Etileno
Fuerza tensil	Mantenimiento de la fuerza tensil 56-58 días.
Absorción	180 a 220 días
Características	<ul style="list-style-type: none">• Ideal cuando se necesita un soporte prolongado de la herida.• Excelente resistencia a la tracción.• Perfecta manejabilidad.• Seguridad en el anudado.• Mínimo efecto memoria.
Indicaciones	Cirugía general, cirugía digestiva, cirugía ortopédica, cirugía plástica, urología, cierre de fascia, y esternón.
Presentación	Cajas de 36 unidades

LOT N° lote

REF Referencia catálogo

Un solo uso

No reesterilizar

Caducidad yyyy-mm
año-mes

ESTERILIZADO Esterilizado por óxido de etileno

Preservar de la luz de sol

No utilizar si el envase unitario esta
abierto o deteriorado

Ver instrucciones

Fabricante

Marcado CE y nº de identifica-
ción del Organismo Notificado.
El producto cumple con los
Requisitos Esenciales de la
Directiva de Productos Sanita-
rios 93/42/CEE.

CE

0318

100 1914
2014

Suturas Aragón

PDO

Polidioxanona

Absorción 180 días



Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com