


Aragó

PDO

Polydioxanone monofilament

Monofil de polydioxanone

Monofilamento de polidioxanona



Symbols explanation

Explicación de los símbolos

	N° lot	Batch number N° lot N° lote
	Refer	Catalogue reference Référence catalogue Referencia de catálogo
	Un sc	Do not reuse Une seule utilisation
	No re	Un solo uso
	Cadu año-i	Do not reesterilize Ne pas re-stériliser No reesterilizar
	Ester	Expiry date yyyy-mm (year-month)
	Ester	Caducité aaaa-mm (année-mois) Caducidad aaaa-mm (año-mes)
	Presc	STERILIZED BY EO Méthode de stérilisation à l'oxyde d'éthylène Esterilización por óxido de etileno
	No ut abier	Keep away from sunlight Protéger de la lumière et de la chaleur Proteger de la luz y el calor
	Ver ir	
	Fabri	Do not use if package is damaged Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé No utilizar si el envase está deteriorado
	Marc ción	
	El pi Requ Direc rios	See instructions of use Voir instructions d'usage Ver instrucciones de uso
	Manufacturer	Fabricant Fabricante
	CE-mark identification number of notified body.	Product fulfills requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC. Marquage CE et n° d'identification de l'organisme notifié. Produit conforme aux exigences essentielles de la Directive 93/42/CEE relative aux Produits Sanitaires. Marcado CE y n° de identificación del organismo notificado. El producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

Medical Device Directive Labelling

Etiqueté selon la Directive

Communautaire des Produits Sanitaires

Etiquetado según la Directiva

Comunitaria de Productos Sanitarios

structure
Monofilament

structure
Monofil

estructura
Monofilamento

composition
Polydioxanone

composition
Polydioxanone

composición
Polidioxanona

colour
Violet ●

couleur
Violet ●

color
Violeta ●

tissue reaction
Minimum

réaction tissulaire
Minime

reacción tisular
Mínima

tensile strength
After two weeks, the tensile strength is approximately 70-80% depending on USP size. After 4 weeks the tensile strength is 60% - 70%.

résistance à la traction
Après deux semaines, la résistance du fil est de 70-80% à peu près, selon la mesure de l'USP. Après quatre semaines, la résistance du fil est de 60-70%.

fuerza tensil
Después de dos semanas, la fuerza tensil es del 70-80%, dependiendo de la medida del USP. Después de cuatro semanas, la fuerza tensil es del 60-70%.

reabsortion
The total absorption is complete at 180 days approximately.

résorption
Résorption totale aux 180 jours approximativement.

absorción
La absorción total se produce a los 180 días aproximadamente.

characteristics
Great tensile strength, high flexibility, easy and secure knot.

caractéristiques
Haute résistance du fil, grande flexibilité, noeud facile et sûr.

características
Gran fuerza tensil, elevada flexibilidad, nudo fácil y seguro.

sterilization
Ethylene Oxide

stérilisation
Oxyde d'éthylène

esterilización
Óxido de Etileno

indications
Soft tissue approximation including paediatric uses; ophthalmic surgery and microsurgery.

indications
Aproximación de tissus mous y compris l'usage pédiatrique; chirurgie ophtalmique et microchirurgie.

indicaciones
Aproximación de tejidos blandos incluyendo el uso pediátrico; cirugía oftálmica y microcirugía.

packaging
Boxes of 12, 24 and 36 units

conditionnement
Boîtes de 12, 24 et 36 unités

presentación
Cajas de 12, 24 y 36 unidades

needle length and description

longueur et description de l'aiguille

longitud y descripción de la aguja

1/2 circle ROUND BODY

1/2 cercle CORPS CYLINDRIQUE

1/2 círculo CUERPO CILÍNDRICO



		colour couleur color	violet violet violeta	length longueur longitud	usp/met		gauge calibre calibre							
					6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2		
					0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5		
C8	13 mm			45 cm	45046	45048	45054							
C11	18 mm			70 cm		45078	45079	45104						
C12	20 mm			70 cm				45105						
C14	22 mm			70 cm			45047	45080						
C16	26 mm			70 cm			45056	45017	45022	45026				
C20	30 mm			70 cm				45081	45082	45057	45031			
C24	37 mm			70 cm					45111	45110	45129			
				90 cm						45038	45058			
C26	40 mm			90 cm									45036	
C26	40 mm		loop boucle hebra doblada	150 cm						45083	45061			
C33	48 mm			90 cm						45028	45044			
C33	48 mm		loop boucle hebra doblada	150 cm						45062	45042			

needle length and description

longueur et description de l'aiguille

longitud y descripción de la aguja

1/2 circle CUTTING BODY

1/2 cercle CORPS TRIANGULAIRE

1/2 círculo CUERPO TRIANGULAR



	colour couleur color	violet violet violeta	length longueur longitud	usp/met		gauge calibre calibre						
				6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5	
TC14	22 mm		45 cm				45090					
			70 cm							45084		
TC16	26 mm		70 cm					45085				
TC26	40 mm		90 cm							45043	45072	
TC33	48 mm		90 cm							45075	45076	

needle length and description

longueur et description de l'aiguille

longitud y descripción de la aguja

1/2 circle ROUND BODY
trocar point

1/2 cercle CORPS CYLINDRIQUE
pointe trocar

1/2 círculo CUERPO CILÍNDRICO
punta trocar



	colour couleur color	violet violet violeta	length longueur longitud	usp/met		calibre calibre						
				6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5	
PTC24	37 mm		70 cm					45023				
PTC26	40 mm		90 cm						45030	45035		
PTC33	48 mm		90 cm								45053	
PTC33	48 mm		150 cm							45051	45052	

needle length and description

longueur et description de l'aiguille

longitud y descripción de la aguja

straight CUTTING BODY

droite CORPS TRIANGULAIRE

recta CUERPO TRIANGULAR



	colour couleur color	violet violet violeta	length longueur longitud	usp/met		gauge calibre calibre						
				6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5	
TR60	60 mm		70 cm			45101	45021	45113				

needle length and description

longueur et description de l'aiguille

longitud y descripción de la aguja

3/8 circle CUTTING BODY

3/8 cercle CORPS TRIANGULAIRE

3/8 círculo CUERPO TRIANGULAR



		couleur color	violet violeta	length longueur longitud	usp/met		gauge calibre calibre							
					6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2		
					0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5		
TB10	12 mm			45 cm	45100	45097								
TB12	16 mm			45 cm		45093	45099							
TB15	19 mm			45 cm			45091	45092						
TB19	24 mm			70 cm				45096	45098					
TB19	24 mm			70 cm								45086		

needle length and description

longueur et description de l'aiguille

longitud y descripción de la aguja

3/8 circle CUTTING BODY
precision point

3/8 cercle CORPS TRIANGULAIRE
pointe précision

3/8 círculo CUERPO TRIANGULAR
punta precisión



		colour couleur color	violet violet violeta	length longueur longitud	usp/met		gauge calibre calibre							
					6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2		
					0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5		
ATB8	11 mm			45 cm	45106									
ATB10	13 mm			45 cm	45114	45107	45108							
ATB12	15 mm			45 cm			45109	45115						
ATB15	19 mm			45 cm			45014	45116	45117					
ATB19	24 mm			70 cm				45118	45119					