


## Supramid


## cassette estéril



USP	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3-4	5	6	7	
MÉTRICO	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5	6	7	8	9	
METROS	50	26206	26207	26208	26105	26069	26070	26116	26071	-	-	-	
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	26072	26073	26074	26191

## Nylon unifilar


## cassette estéril



USP	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3-4	5	6	
MÉTRICO	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5	6	7	8	
METROS	50	-	-	-	20288	20127	20128	20432	20129	-	-	-

## Seda trenzada negra

## cassette estéril




USP	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3-4	5	6	7	
MÉTRICO	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5	6	7	8	9	
METROS	50	06977	06975	06308	06284	06285	06286	06287	06288	-	-	-	
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	06290	06292	06293	06630

## cassettes

## gama estéril


## características técnicas

### supramid



<b>Estructura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibres 1 al 4/0 Multifilamento torcido recubierto de una vaina del mismo material, que le da aspecto y comportamiento de un monofilamento.</li> <li>• Calibres de 5/0 y 6/0 Monofilamento.</li> </ul>
<b>Composición</b>	Poliamida 6 y poliamida 6/6
<b>Color</b>	Negro
<b>Esterilización</b>	Rayos Gamma
<b>Absorción</b>	No absorbible
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente resistencia a la tracción.</li> <li>• Muy buena manejabilidad por su doble estructura polifilar y monofilar</li> <li>• Paso suave a través de los tejidos</li> <li>• Facilidad y seguridad en el anudado</li> <li>• Mínimo efecto memoria</li> </ul>
<b>Indicaciones</b>	Piel y traumatología
<b>Presentación</b>	1 cassette

### nylon



<b>Estructura</b>	Monofilamento
<b>Composición</b>	Poliamida 6 y poliamida 6/6
<b>Color</b>	Azul
<b>Esterilización</b>	Rayos Gamma
<b>Absorción</b>	No absorbible
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente resistencia a la tracción.</li> <li>• Excelente manejabilidad por su bajo efecto memoria.</li> <li>• Seguridad en el anudado.</li> <li>• Fácil deslizamiento a través de los tejidos.</li> </ul>
<b>Indicaciones</b>	Piel, mucosa y ligaduras
<b>Presentación</b>	1 cassette

### seda



<b>Estructura</b>	Multifilamento trenzado
<b>Composición</b>	Hilos de Seda lavados, procedentes del devanado de los capullos del gusano de Seda <i>Bombix mori</i> L. y trenzados. El material de sutura está recubierto con una mezcla de cera y/o silicona.
<b>Color</b>	Negro
<b>Esterilización</b>	Rayos Gamma
<b>Absorción</b>	No absorbible.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gran resistencia a la tracción.</li> <li>• Excelente manejabilidad.</li> <li>• Seguridad en el anudado.</li> </ul>
<b>Indicaciones</b>	En la mayoría de los tejidos corporales, como sutura y ligadura. Cirugía general y cierre de piel.
<b>Presentación</b>	1 cassette



# Aragó

suturas veterinaria



cassettes estériles



suturas  
veterinaria



## Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11  
08017 Barcelona  
España  
Tel. +34 93 204 22 12  
Fax +34 93 203 26 09  
pedidos@laboratorioarago.com  
infogeneral@laboratorioarago.com  
www.laboratorioarago.com