



Aragó

Anatomía de la aguja

- 1 cuerda
- 2 cuerpo
- 3 diámetro
- 4 longitud de una aguja estirada



Forma de la aguja



Guía de identificación de códigos

Código de la aguja/cuerda	Forma de la aguja	Tipo de punta de aguja	Símbolo indicador del tipo de punta de aguja	Ilustración del perfil de la punta de aguja		
aguja 3/8 círculo	triangular punta precisión					
REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
ATB15	19 mm	70 cm	incoloro	3/0	2	42150
Tamaño del cuerpo de la aguja	Dibujo de la aguja en tamaño real	Longitud de la hebra	Color de la hebra	Calibre de la hebra USP-Métrico	Referencia del producto	

Etiquetado de la caja

USP no métrico	3/0	Descripción aguja
Calibre métrico Farmacopea Europea	(EP) 2	Perfil punta aguja
Largo del hilo	70 cm	Dibujo de la aguja en tamaño real
Código	42150	Código QR
Lote	K05316	Cantidad caja
Caducidad. Año y mes	2021-03	Color hilo etiqueta multilingüe y características
Unidades /sachets/unités/pezzi	36	Tipo de material y descripción
incolore-trenzado, absorbible		Indicador esterilización Gamma
undyed-braided, absorbable		Ver instrucciones de uso
incolore-tressé, résorbable		
incolore-intrecciato, assorbibile		
P.G.A RAPID ARAGÓ		
ácido poliglicólico recubierto / coated acid polyglycolic		
acide polyglycolique traité / acido poliglicolico rivestito		
sutura / suture		
Laboratorio Aragón	CE	Indicador esterilización Gamma
Salvador Mundi, 11	0318	Ver instrucciones de uso
08017 Barcelona, Spain	STERILE	Ver instrucciones de uso
Un solo uso		Ver instrucciones de uso
No utilizar si el envase está deteriorado		No reesterilizar
Proteger de la luz y el calor		Método de esterilización.
		EO = Óxido de etileno R = Rayos gamma