

aguja 1/2 círculo cilíndrica

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
C14	22 mm	70 cm	4/0	1,5	49006
		70 cm	3/0	2	49007
		70 cm	2/0	3	49008
C16	26 mm	70 cm	2/0	3	49010
		70 cm	0	3,5	49011
		70 cm	1	4	49012
C20	30 mm	70 cm	3/0	2	49013
		70 cm	2/0	3	49014
		70 cm	0	3,5	49015
		70 cm	1	4	49016
C24	37 mm	90 cm	2/0	3	49017
		90 cm	0	3,5	49018
		90 cm	1	4	49019
		90 cm	2	5	49020
C26	40 mm	90 cm	0	3,5	49021
		90 cm	1	4	49022
		90 cm	2	5	49023
C33	48 mm	90 cm	0	3,5	49024
		90 cm	1	4	49025
		90 cm	2	5	49026

aguja 1/2 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC14	22 mm	70 cm	violeta	3/0	2	49029
		70 cm		2/0	3	49030
TC16	26 mm	70 cm	violeta	4/0	1,5	49032
		70 cm		3/0	2	49033
		70 cm		2/0	3	49034
		70 cm		0	3,5	49035
		70 cm		1	4	49036
TC20	30 mm	70 cm	violeta	2/0	3	49037
		70 cm		0	3,5	49038
		70 cm		1	4	49039
TC24	37 mm	90 cm	violeta	2/0	3	49040
		90 cm		0	3,5	49041
		90 cm		1	4	49042
		90 cm		2	5	49043
TC26	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	49044
		90 cm		1	4	49045
		90 cm		2	5	49046
TC33	48 mm	90 cm	violeta	0	3,5	49047
		90 cm		1	4	49048
		90 cm		2	5	49049
		90 cm		3-4	6	49053
		90 cm		5	7	49051
		90 cm		6	8	49052
TC33 con lazo	48 mm	150 cm	violeta	0	3,5	49050
		150 cm		1	4	49054
		150 cm		2	5	49055

aguja anzuelo cilíndrica punta trocar

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
	30 mm	75 cm	violeta	1	4	49071

aguja recta triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TR60	60 mm	70 cm	incolore	3/0	2	50009
		70 cm		2/0	3	50010
		70 cm		0	3,5	50011

aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
PTC16	26 mm	70 cm	violeta	3/0	2	49056
		70 cm		2/0	3	49057
PTC20	30 mm	70 cm	violeta	0	3,5	49058
		70 cm		1	4	49059
PTC24	37 mm	70 cm	violeta	2/0	3	49060
		70 cm		0	3,5	49061
		70 cm		1	4	49062
PTC26	40 mm	90 cm	violeta	2/0	3	49063
PTC33	48 mm	90 cm	violeta	0	3,5	49064
		90 cm		1	4	49065
		90 cm		2	5	49066

aguja 3/8 círculo triangular punta precisión

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO	
ATB10	13 mm	45 cm	incolore	5/0	1	50001	
		45 cm		4/0	1,5	50002	
ATB12	15 mm	45 cm	incolore	5/0	1	50003	
		45 cm		4/0	1,5	50004	
		45 cm		3/0	2	50005	
ATB15	19 mm	45 cm	incolore	4/0	1,5	50006	
		70 cm		violeta	4/0	1,5	49075
		45 cm		incolore	3/0	2	50007
		70 cm		violeta	3/0	2	49077
		70 cm		violeta	2/0	3	49078
		70 cm		violeta	0	3,5	49079
ATB19	24 mm	70 cm	incolore	3/0	2	50008	
		70 cm		violeta	3/0	2	49067
		70 cm		violeta	2/0	3	49068
		70 cm		violeta	0	3,5	49069

hebras sin aguja/sobre

DESCRIPCION	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Hebra de 140 cm.	violeta	3/0	2	49074
		2/0	3	49076
		0	3,5	49080
		1	4	49081
		2	5	49082
3 hebras de 45 cm.	violeta	3/0	2	49083
		2/0	3	49084
		0	3,5	49085
		1	4	49086
		2	5	49087



Aragó

suturas veterinaria



poliglactina plus

copolímero de poliglactina

Sutura activa de acción local
contra la infección gracias
a su tratamiento
con Clorhexidina





Poiglactina plus absorción 90 días

características técnicas

Estructura	Multifilamento trenzado.
Composición	Copolímero de poliglactina 910 (Glicólico 90%, Láctico 10%)
Recubrimiento	Poliglactina (30% Glicólico, 70% Láctico) y de estearato cálcico. Clorhexidina (antiséptico de amplio espectro).
Color	Violeta-Incoloro
Fuerza tensil	Mantenimiento del 50% de la fuerza tensil 28 días.
Absorción	56 - 72 días
Esterilización	Óxido de Etileno
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistencia durante el periodo crítico de cicatrización. • Paso suave a través de los tejidos. • Superficie uniforme y atraumática. • Seguridad absoluta en el anudado. • Excelente manejabilidad y cómoda manipulación. • Sutura activa que mantiene una acción local contra la infección, la clorhexidina permanece activa hasta 7 días después de la cirugía.
Indicaciones	Cierre general, subcutáneo, cirugía digestiva, traumatología, ginecología, urología, oftalmología y ligaduras.
Presentación	Cajas de 12 unidades



STERILE EO Esterilizado por óxido de etileno



Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
España
Tel. +34 93 204 22 12
Fax +34 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
infogeneral@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com