

Aragó Veterinaria

polidioxanona


PDO reabsorción 180 días

características técnicas

Suturas Aragó

PDO


reabsorción  
180 días




<b>Estructura</b>	Monofilamento.
<b>Composición</b>	Polidioxanona.
<b>Color</b>	Violeta.
<b>Reacción tisular</b>	Ninguna. (por su origen sintético).
<b>Reabsorción</b>	180 a 220 días.
<b>Características</b>	Alta resistencia a la tracción y seguridad en el anudado. Excelente manejabilidad.
<b>Esterilización</b>	Óxido de Etileno.
<b>Mantenimiento de la fuerza tensil</b>	2 semanas 70-80% de la inicial 4 semanas 60-70% de la inicial
<b>Indicaciones</b>	Sutura de tejidos de cicatrización lenta, cierre pared abdominal, cierre de anastomosis intestinal, cirugía general. Útil cuando se desea una combinación de suturas absorbibles y un soporte prolongado de la herida.
<b>Presentación</b>	Cajas de 36 unidades

**LOT** | n° lote

**REF** | referencia de catálogo


 un solo uso

 caducidad **yyyy-mm**  
(año-mes)

**STERILE EO** | esterilizado por  
óxido de etileno

 ver instrucciones







**CE** | Marcado CE y n°  
**0318** | de identificación  
del Organismo  
Notificado.  
El producto cumple con los  
Requisitos Esenciales de la  
Directiva de Productos  
Sanitarios 93/42/CEE.






**Laboratorio Aragó, S.A.**

Salvador Mundí, 11  
08017 Barcelona  
España  
Tel. 93 204 22 12  
Fax 93 203 26 09  
pedidos@laboratorioarago.com  
infogeneral@laboratorioarago.com  
www.laboratorioarago.com





## aguja 1/2 círculo cilíndrica

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO	
C14	22 mm		70 cm	violeta	4/0	1,5	45047
					3/0	2	45080
C16	26 mm		70 cm	violeta	3/0	2	45017
					2/0	3	45022
					0	3,5	45026
C26	40 mm		90 cm	violeta	2	5	45036
C26 con lazo	40 mm		150 cm	violeta	0	3,5	45083
					1	4	
C33	48 mm		90 cm	violeta	0	3,5	45028
			90 cm		1	4	45044
C33 con lazo	48 mm		150 cm	violeta	0	3,5	45062
			150 cm		1	4	45042

## aguja 1/2 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO	
TC16	26 mm		70 cm	violeta	2/0	3	45085
TC26	40 mm		90 cm	violeta	0	3,5	45043
			90 cm		1	4	45072
TC33	48 mm		90 cm	violeta	0	3,5	45075
			90 cm		1	4	45076




## aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO	
PTC24	37 mm		90 cm	violeta	0	3,5	45087
			90 cm		1	4	45088
PTC26	40 mm		90 cm	violeta	0	3,5	45030
			90 cm		1	4	45035
PTC33	48 mm		90 cm	violeta	1	4	45053
PTC33 con lazo	48 mm		150 cm	violeta	0	3,5	45051
			150 cm		1	4	45052

## aguja recta triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO	
TR60	60 mm		70 cm	violeta	3/0	2	45021

## aguja 3/8 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO	
TB15	19 mm		45 cm	violeta	4/0	1,5	45091
			45 cm		3/0	2	45092
TB19	24 mm		70 cm	violeta	3/0	2	45096
			70 cm		2/0	3	45098
TB19 gruesa	24 mm		70 cm	violeta	1	4	45086

Absorción del PDO de Aragón

