

aguja 1/2 círculo cuadrada punta cilíndrica

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
SC16		75 cm	verde	4/0	1,5	30018
		75 cm		3/0	2	30019
		75 cm		2/0	3	30020

aguja 1/2 círculo cilíndrica

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
C20		75 cm	verde	3/0	2	30088
		75 cm		2/0	3	30077
		75 cm		0	3,5	30049

C24		75 cm	verde	0	3,5	30061
				1	4	30229

C33		75 cm	verde	2	5	30546
-----	--	-------	-------	---	---	--------------

doble aguja 1/2 círculo cuadrada punta cilíndrica

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xC11		90 cm	verde	5/0	1	30267
		90 cm		4/0	1,5	30194
		90 cm		3/0	2	30225
		90 cm		2/0	3	30188

2xC16		90 cm	verde	4/0	1,5	30144
		90 cm		3/0	2	30103
		90 cm		2/0	3	30101

doble aguja 1/2 círculo cilíndrica

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xC24		90 cm	verde	2/0	3	30372

aguja 1/2 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC14		75 cm	verde	3/0	2	30046
		75 cm		2/0	3	30022
		75 cm		0	3,5	30023

TC16		75 cm	verde	3/0	2	30024
				2/0	3	30025

TC20		75 cm	verde	2/0	3	30026
				0	3,5	30027
				1	4	30028
				2	5	30344

TC24		75 cm	verde	0	3,5	30340
		75 cm		1	4	30054
		75 cm		2	5	30057

TC30		75 cm	verde	2	5	30305
------	--	-------	-------	---	---	--------------

TC33		90 cm	verde	5	7	30378
------	--	-------	-------	---	---	--------------

aguja 1/2 círculo cuadrada punta trocar

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
SPTC16	26 mm	75 cm	verde	2/0	3	30081

PTC30		4x45 cm	verde	2	5	30545
		4x75 cm		2	5	30550

PTC33	48 mm	4x75 cm	verde	2	5	30379
-------	-------	---------	-------	---	---	--------------

PTC35		75 cm	verde	5	7	30334
		4x75 cm		5	7	30341

Presentación en cajas de 12 unidades excepto PTC 16, en cajas de 36 unidades.

doble aguja 1/2 círculo cuadrada punta trocar

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xPTC11		90 cm	verde	5/0	1	30171
		90 cm		4/0	1,5	30170
		90 cm		3/0	2	30183
		90 cm		2/0	3	30177
		90 cm		2/0	3	30177

2xPTC16		90 cm	verde	4/0	1,5	30255
		90 cm		3/0	2	30153
		90 cm		2/0	3	30152
		90 cm		0	3,5	30149
		90 cm		0	3,5	30149

aguja 3/8 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TB15		75 cm	verde	4/0	1,5	30076
		75 cm		3/0	2	30047
		75 cm		2/0	3	30030

doble aguja 3/8 círculo cuadrada punta cilíndrica

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xB8		75 cm	verde	6/0	0,7	30202
		75 cm		5/0	1	30203

2xB10		75 cm	verde	6/0	0,7	30190
		75 cm		5/0	1	30085
		75 cm		4/0	1,5	30150

2xB13		75 cm	verde	5/0	1	30373
		75 cm		4/0	1,5	30374
		75 cm		3/0	2	30260

aguja recta triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TR60		90 cm	verde	3/0	2	30347
		90 cm		2/0	3	30348
		90 cm		0	3,5	30349



aguja anzuelo cilíndrica

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
	30 mm	75 cm	verde	1	4	30326

hebras sin aguja/sobre

DESCRIPCIÓN	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Hebras de 180 cm.	verde	0	3,5	30547
		1	4	30548
Hebras de 100 cm.	verde	3/0	2	30001
		2/0	3	30002
		0	3,5	30003
		1	4	30004
		2	5	30005
10 Hebras de 60 cm.	verde	4/0	1,5	30014
		3/0	2	30015
		2/0	3	30016
		0	3,5	30198
		1	4	30350
20 Hebras de 50 cm.	verde	3/0	2	30351
		2/0	3	30352
		0	3,5	30154

Resistencia a la tracción con nudo



Cirugía Cardiovascular

Cardíaca Esternón

Cardiovascular

Piel

Traumatología Piel

Traumatología

Presentación en cajas de 36 unidades

Consultar variaciones disponibles en longitud de hebra y aguja con Laboratorio Aragón



Supolene Suavidad, seguridad y resistencia

Estructura	Multifilamento trenzado
Composición	Fibras de poliéster impregnadas de teflón.
Color	Verde
Esterilización	Rayos Gamma
Absorción	No absorbible
Características	<ul style="list-style-type: none">• Excelente resistencia a la tracción de forma prolongada• Cómoda manejabilidad.• Excelente seguridad en la implantación de prótesis.• Seguridad en el anudado.• Gran suavidad de paso y deslizamiento a través de los tejidos.
Indicaciones	Cirugía general, digestiva, traumatología, plástica. Destacando su perfecto comportamiento en cirugía cardiovascular.
Presentación	Cajas de 12 y 36 unidades

LOT Nº lote
REF Referencia catálogo
Un solo uso
No reesterilizar
Caducidad yyyy-mm
año-mes
STERILIZADO Esterilizado por rayos gamma

Preservar de la luz de sol
No utilizar si el envase unitario esta abierto o deteriorado
Ver instrucciones
Fabricante

CE
2018
Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

100 1914
2014

Suturas Aragón

Supolene

Multifilamento trenzado

Suavidad, seguridad y resistencia



Laboratorio Aragón
Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com